



GoldSeal™

Sistemas reacondicionados certificados

GE HealthCare cree en ofrecer equipos de diagnóstico por imagen de alta calidad, independientemente del presupuesto. Es por eso que nuestros sistemas GoldSeal proporcionan soluciones rentables que permiten a las organizaciones de atención sanitaria brindar una atención excelente y alcanzar sus objetivos financieros.



Brindando una segunda vida a los sistemas

Nuestros estándares de selección garantizan que únicamente los sistemas con un buen historial de servicio sean elegidos por los técnicos de GE HealthCare para calificar para GoldSeal.

Estos sistemas pasarán por un detallado proceso de reacondicionamiento para cumplir con las especificaciones certificadas del fabricante original (OEM) conforme a la norma ISO 13485 y alcanzar los mismos estándares de calidad y resultados que un sistema completamente nuevo.

Los sistemas se actualizan con la tecnología más innovadora posible, están respaldados por la misma garantía que un equipo nuevo y cumplen con todos los requisitos de la FDA.



Examinación, Selección y Desinstalación

El proceso GoldSeal se inicia seleccionando sistemas con años de vida útil restante y revisando el historial de servicio para garantizar que cumplimos con estándares rigurosos.

Descontaminación

Una vez profesionalmente desinstalados por técnicos de GE HealthCare y entregados a nuestras instalaciones, los equipos son desinfectados en una cámara de descontaminación.

Inspección y limpieza

Los equipos son sometidos a una minuciosa inspección y profunda limpieza, tanto en su interior como en su exterior.

Sustitución de piezas con piezas OEM y pintado

Cada sistema se somete a un riguroso proceso para cumplir con las especificaciones y la calidad de rendimiento del equipo original, utilizando exclusivamente piezas del fabricante original.

Monitoreo diario

Los imanes están conectados a estaciones de enfriamiento y sistemas de monitoreo para supervisar diariamente los parámetros del imán y los niveles de helio.

Las recargas de helio y los intercambios de cabezas de enfriamiento se realizan en nuestras instalaciones.

Instalación Y servicio

Cada sistema se entrega con el mismo nivel de rendimiento operativo y estándares de calidad.



GoldSeal te ofrece más

Explora más allá del producto

La inversión en sistemas de diagnóstico por imagen va más allá de una simple compra; es por eso que GE HealthCare se esfuerza por proporcionar a nuestros clientes no solo productos de alta calidad, sino experiencias más completas.



Garantía completa



Actualizaciones de software a la versión más reciente y compatible



Cursos de formación disponibles a cargo de especialistas en aplicaciones clínicas de GE HealthCare



Reparación remota disponible para sistemas compatibles



Un paquete de contrato completo que incluye la planificación del sitio, la instalación y la documentación de soporte



Configuraciones flexibles para satisfacer tus necesidades, que incluyen opciones de actualización de software mejorado y accesorios especiales para aplicaciones clínicas avanzadas

Contribuyendo a un futuro sostenible

GE Healthcare está comprometido a lograr emisiones netas cero para el año 2050.

Durante más de 20 años, el programa GoldSeal de GE Healthcare ha desempeñado un papel vital en la reducción de residuos de tecnología médica al promover y facilitar la reutilización de equipos y piezas de sistemas de imágenes desinstalados.

GE Healthcare recicla aproximadamente el 95% de la mayoría de los sistemas. En un año típico, GoldSeal recicla aproximadamente 8,000 piezas de equipos de imagen y ecografía*.



Al optar por un sistema GoldSeal, estás prolongando la vida útil de un sistema, dando nueva vida a una valiosa pieza de tecnología médica y posiblemente brindando atención médica a quienes de otro modo tendrían acceso.

Compra de un nuevo producto

Programa GoldSeal

- Devolución de producto o recompra
- Reacondicionamiento riguroso
- Actualización con nuevo software
- Recertificación cumpliendo con todos los requisitos de la FDA
- Respaldo con garantía de equipo

Recuperación de piezas y materiales

Identificación de piezas para su reacondicionamiento y/o reutilización

Fin de vida

Alrededor del 95% de la mayoría de los sistemas se reciclan, reduciendo sustancialmente el volumen de residuos que se dirige a los vertederos.



GE HealthCare es líder mundial innovador de tecnología médica, diagnósticos farmacéuticos y soluciones digitales dedicado a proporcionar soluciones integradas para que los hospitales sean más eficientes, los médicos más eficaces, los tratamientos más precisos y los pacientes más sanos. Más información en www.gehealthcare.com

Los productos dentro de resonancia magnética (MR), tomografía computarizada (CT), medicina nuclear y PET/CT son elegibles para ser reacondicionados, aunque si un producto es reacondicionado en lugar de ser desmontado para piezas u otras formas de reciclaje o reutilización depende del estado del equipo al momento en que GE HealthCare lo adquiere.

© 2023 GE HealthCare. GE es una marca registrada de General Electric Company. Utilizada bajo licencia de marca. GoldSeal, OnWatch y Tube Watch son marcas comerciales de GE HealthCare.