



GE HealthCare



GoldSeal™

Sistemas E

GE HealthCare cree en ofrecer equipos de diagnóstico por imagen de alta calidad, independientemente del presupuesto. Es por eso que nuestros sistemas GoldSeal proporcionan soluciones rentables que permiten a las organizaciones de atención sanitaria brindar una atención excelente y alcanzar sus objetivos financieros.



Todo nuevo, a excepción del imán

Los imanes que cumplen con nuestros estrictos estándares de selección y tienen años restantes de vida útil son seleccionados por técnicos de GE HealthCare para someterse a un proceso de reacondicionamiento y crear sistemas GoldSeal E. Los sistemas resultantes incluyen un imán de segunda mano certificado y nuevas piezas originales, lo que garantiza el mismo nivel de calidad y resultados que un sistema completamente nuevo.

Los sistemas se actualizan con la tecnología más innovadora posible, están respaldados por la misma garantía que un equipo nuevo y cumplen con todos los requisitos de la FDA.

Imán certificado de segunda mano¹



Alta esperanza de vida

Excelente homogeneidad a lo largo del tiempo

La esperanza de vida de los imanes de GE HealthCare es **>40 años**

Piezas nuevas



Únicamente piezas del fabricante original

Nuevos componentes electrónicos

Nuevas cubiertas

Nueva mesa

Nuevas bobinas

Nueva consola

Nuevos accesorios

Operación de los sistemas GoldSeal E

Cada sistema pasa por un riguroso proceso destinado a recuperar sus especificaciones y niveles de rendimiento originales, utilizando únicamente piezas certificadas por el fabricante. GE HealthCare gestiona y ejecuta todo este proceso, contando con el personal autorizado por GE HealthCare que sigue las especificaciones más recientes de GE HealthCare.



Selección rigurosa de imanes



Descontaminación, inspección y limpieza profunda




Parámetros del imán y niveles de helio monitoreados y probados diariamente



Instalación e integración de nuevas piezas OEM



Mismo servicio que un sistema nuevo



La esperanza de vida de los imanes de GE HealthCare es **>40 años**

Excelente homogeneidad a lo largo del tiempo con un campo de visión (FOV) de 50 cm

La tecnología "**Zero boil off**" prácticamente elimina el consumo de helio*

Los imanes de GE HealthCare no tienen partes internas móviles y, por lo tanto, no se desgastan

La única pieza móvil de los imanes de GE HealthCare es la cabeza de enfriamiento, que está fuera del núcleo del imán, y este consumible es reemplazable

+/- 900 **imanes GoldSeal** instalados alrededor del mundo.

IMANES DE RM SIGNA™
Tu imán: un tesoro



GoldSeal te ofrece más

Explora más allá del equipo

La inversión en sistemas de diagnóstico por imagen va más allá de una simple compra; es por eso que GE HealthCare se esfuerza por proporcionar a nuestros clientes no solo productos de alta calidad, sino experiencias más completas.



Garantía completa



Actualizaciones de software a la versión más reciente y compatible



Cursos de formación disponibles a cargo de especialistas en aplicaciones clínicas de GE HealthCare



Reparación remota disponible para sistemas compatibles



Un paquete de contrato completo que incluye la planificación del sitio, la instalación y la documentación de soporte.



Configuraciones flexibles para satisfacer tus necesidades, que incluyen opciones de actualización de software mejorado y accesorios especiales para aplicaciones clínicas avanzadas.

Contribuyendo a un futuro sostenible

GE Healthcare está comprometido a lograr emisiones netas cero para el año 2050.

Durante más de 20 años, el programa GoldSeal de GE Healthcare ha desempeñado un papel vital en la reducción de residuos de tecnología médica al promover y facilitar la reutilización de equipos y piezas de sistemas de imágenes desinstalados.

GE Healthcare recicla aproximadamente el 95% de la mayoría de los sistemas. En un año típico, GoldSeal recicla aproximadamente 8,000 piezas de equipos de imagen y ecografía*.



Al optar por un sistema GoldSeal, estás prolongando la vida útil de un sistema, dando nueva vida a una valiosa pieza de tecnología médica y posiblemente brindando atención médica a quienes de otro modo no tendrían acceso.

Compra de un nuevo producto

Programa GoldSeal

- Devolución de producto o recompra
- Reacondicionamiento riguroso
- Actualización con nuevo software
- Recertificación cumpliendo con todos los requisitos de la FDA
- Respaldo con garantía de equipo

Recuperación de piezas y materiales

Identificación de piezas para su reacondicionamiento y/o reutilización

Fin de vida

Alrededor del 95% de la mayoría de los sistemas se reciclan, reduciendo sustancialmente el volumen de residuos que se dirige a los vertederos.



GE HealthCare es líder mundial innovador de tecnología médica, diagnósticos farmacéuticos y soluciones digitales dedicado a proporcionar soluciones integradas para que los hospitales sean más eficientes, los médicos más eficaces, los tratamientos más precisos y los pacientes más sanos. Más información en www.gehealthcare.com

Los productos dentro de resonancia magnética (MR), tomografía computarizada (CT), medicina nuclear y PET/CT son elegibles para ser reacondicionados, aunque si un producto es reacondicionado en lugar de ser desmontado para piezas u otras formas de reciclaje o reutilización depende del estado del equipo al momento en que GE HealthCare lo adquiere.

© 2023 GE HealthCare. GE es una marca registrada de General Electric Company. Utilizada bajo licencia de marca. GoldSeal y Signa son marcas comerciales de GE HealthCare.